

PODPAZUŠNA ŠTAKA S PODEŠAVANJEM VISINE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RP710 i RP711

1. ŠIFRE

RP710 Podpazušna štaka s podešavanjem visine

RP711 Podpazušna štaka za visoke osobe

2. UVOD

Zahvaljujemo vam što ste kupili štaku za hodanje MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. Ovaj korisnički priručnik daje neke prijedloge o tome kako pravilno koristiti proizvod koji ste odabrali i daje neke vrijedne savjete za vašu sigurnost. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču za savjet i pomoć.

Napomena: Prije uporabe provjerite ima li na bilo kojem dijelu oštećenja nastalih tijekom transporta i isprobajte uređaj. Ako uočite oštećenje, nemojte koristiti uređaj. Za daljnje upute obratite se svom prodavaču.

3. NAMJENA

Štaka za hodanje MOPEDIA by Moretti pomagala su kojima se rukuje jednom rukom prilagođena za podršku i/ili pomoć pri kretanju osoba s poteškoćama u kretanju.

UPOZORENJE!

- Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
- Moretti S.p.A ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz nepravilne uporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih preinaka na njegovoj konstrukciji.
- Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI

Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.

U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:

1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju tvrtka Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA

Prije uporabe uređaja pažljivo PROČITAJTE cijeli

priručnik.

- Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
- Preporučujemo uporabu isključivo za jednog pacijenta.
- Uređaj se mora dezinficirati prije svake ponovne uporabe.
- VIJEK TRAJANJA: Ograničenje uporabe uređaja određeno je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti ili zamijeniti. Vijek trajanja ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 10 godina.
- NE dajte djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
- Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan štetni događaj povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države gdje se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. OPĆI OPIS

6.1 Podpazušna štaka

Izrađene od laganog, eloksiranog aluminija. Oslonac za pazuh i rukohvat anatomski su oblikovani, protuklizni te izrađeni od izdržljivog materijala koji pruža udobnost i sigurnost. Opremljene su protukliznim gumenim nastavcima, a visina im se može podešavati u razmacima od 2,5 cm.

RP710 Od 112,5 do 140 cm

RP711 Od 134 do 154 cm

6.2 Za podešavanje visine štake

Štaka trebale prilagoditi svojoj visini. Štaka trebale prilagoditi svojoj visini. Stanite uspravno tako da vam dlanovi počivaju na rukohvatima. Kada odredite odgovarajuću visinu, gornji dio štake trebao bi se nalaziti 1 do 2 cm ispod pazuha. Rukohvati moraju biti u visini gornjeg dijela kukova. Kako biste prilagodili visinu rukohvata, odvijte i izvadite vijak.

Umetnite vijak u željeni otvor i čvrsto ga zategnite.

NAPOMENA: Nakon pravilnog podešavanja štaka, ruke moraju biti udobno savijene dok ste u uspravnom položaju.

7. PRIJE UPORABE

- Provjerite je li okvir oštećen kako biste osigurali sigurnu uporabu za ljude i predmete
- Provjerite je li uređaj ispravno sastavljen

8. ČIŠĆENJE

8.1 Čišćenje

Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!

Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

8.2 Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati proizvod, koristite uobičajeno

sredstvo za dezinfekciju.

UPOZORENJE!

Nikada ne koristite kiseline, lužine ili otapala poput acetona

9. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

10. POPRAVKI

10.1 Popravak u jamstvu

Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

10.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

10.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne

daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.

