

SJEDALA ZA KADU S REGULACIJOM ŠIRINE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RS923 i RS925

1. ŠIFRE

RS923 Sjedalo za kadu s regulacijom širine

RS925 Sjedalo za kadu s regulacijom širine i naslonom

2. UVOD

Zahvaljujemo što ste kupili proizvod iz asortimana MOPEDIA proizvoda za kupaoonicu tvrtke Moretti S.p.A. Ove upute sadrže savjete za pravilnu uporabu odabranog proizvoda te važne preporuke za vašu sigurnost. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte upute. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču za savjet i pomoć. U slučaju nedoumica preporučujemo da se obratite prodavaču koji vam može pravilno pomoći i savjetovati vas.

3. NAMJENA

Sjedalo za kadu tvrtke Moretti namijenjena je pomoći osobama s invaliditetom pri kupanju u kadi.

UPOZORENJE!

- Proizvod ne koristite u svrhu koja nije navedena u ovim uputama.
- Moretti S.p.A. ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nepravilne uporabe ovog proizvoda ni neovlaštenih preinaka njegova okvira.
- Proizvođač zadržava pravo izmjene podataka u ovom dokumentu bez prethodne najave.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI

Moretti S.p.A. pod isključivom odgovornošću izjavljuje da je proizvod koji proizvodi i stavlja na tržište Moretti S.p.A., a koji pripada skupini DASAKA ZA KADU, sukladan odredbama Uredbe 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.

U tu svrhu Moretti S.p.A. pod isključivom odgovornošću jamči i izjavljuje sljedeće:

1. Proizvodi ispunjavaju opće zahtjeve sigurnosti i učinkovitosti iz Priloga I. Uredbe 2017/745, kako je propisano Prilogom IV. navedene uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI KLINIČKIM ISPITIVANJIMA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNU AMBALAŽU.
5. Proizvodi pripadaju klasi I u skladu s odredbama Priloga VIII. navedene uredbe.
6. Moretti S.p.A. nadležnim tijelima stavlja na raspolaganje tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

Napomena: potpune šifre proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod i sve reference na primijenjene propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.

5. OPĆA UPOZORENJA

- NE koristite ovaj proizvod ni dodatnu opremu prije nego što u potpunosti pročitate i razumijete ove upute. Ako ne razumijete upozorenja, mjere opreza ili upute, prije uporabe opreme obratite se zdravstvenom djelatniku, prodavaču ili tehničkom osoblju jer u protivnom može doći do ozljeda ili oštećenja.
- Zapakiranu dasku za kadu držite podalje od izvora

topline.

- Vijek uporabe proizvoda određen je istrošenošću dijelova.
- UVIJEK držite šake i prste podalje od pomičnih dijelova kako biste izbjegli ozljede.
- NE dopuštajte djeci da se igraju na dasci za kadu ili da njome rukuju.
- Korisnik i/ili pacijent dužan je svaki ozbiljan štetni događaj povezan s proizvodom prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ili pacijent ima prebivalište.

6. OPĆI OPIS

Prikladne za kade unutarnje širine od 53 do 67 cm.

7. SASTAVLJANJE

- Umetnite rukohvate „C” u okvir.
- Za uporabu daske na kadama širine 67 cm koristite plastične odstojnike.
- Priloženo je 8 plastičnih štitnika „B” za zaštitu rubova kade.
- Umetnite naslon „D” u okvir kako je prikazano (samo za RS925).



8. PRIJE UPORABE

- Provjerite je li okvir oštećen kako bi se osigurala sigurna uporaba za osobe i stvari.
- Provjerite je li proizvod pravilno sastavljen.

9. MJERE OPREZA PRI UPORABI

Proizvođač i distributer ne preuzimaju nikakvu odgovornost za posljedice nepravilne uporabe ovog proizvoda.

- Prije uporabe provjerite je li proizvod isporučen u bespriječnom stanju.
- Ako imate nedoumica u vezi s uporabom, podešavanjem ili održavanjem proizvoda, obratite se svom prodavaču.
- Istrošene, oštećene ili nedostajuće dijelove potrebno je zamijeniti.
- Ne skladištite proizvod na otvorenom.
- Povremeno provjerite stabilnost proizvoda.

UPOZORENJE!

Proizvod se preporučuje za osobe tjelesne težine do najviše 100 kg.

10. ČIŠĆENJE

Koristite vlažnu krpu i uobičajeni deterdžent. Preporučujemo da sjedalo ne uranjate u vodu u kadi, da nakon uporabe ispraznite vodu iz cijevi sjedala i da sjedalo temeljito osušite.

11. TEHNIČKE ZNAČAJKE

RS923

DIMENZIJE: Š: 53 do 71 cm D: 37 cm V: 17 cm

TEŽINA: 2 kg

NAJVEĆA NOSIVOST: 100 kg

RS925

DIMENZIJE: Š: 53 do 71 cm D: 37 cm V: 32 cm

TEŽINA: 2,5 kg

NAJVEĆA NOSIVOST: 100 kg

12. JAMSTVO

Na proizvode Moretti daje se jamstvo za nedostatke materijala ili izrade u trajanju od 2 (dvije) godine od datuma kupnje, uz ograničenja i isključenja navedena u nastavku. Jamstvo ne vrijedi u slučaju oštećenja uzrokovanih nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama proizvoda, niti ako se upute za uporabu ne poštuju u potpunosti. Pravilna namjena proizvoda navedena je u ovim uputama.

Moretti nije odgovoran za štete nastale tjelesnim ozljedama ili na drugi način prouzročene nepravilnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom, ili s njima povezane.

Moretti ne jamči za oštećenja ili nedostatke proizvoda nastale u sljedećim slučajevima: prirodne nepogode, neovlašteno održavanje ili popravak, oštećenja uzrokovana problemima s električnim napajanjem (ako je primjenjivo), uporaba rezervnih dijelova koje nije isporučio Moretti, nepravilna uporaba, neovlaštene preinake, oštećenja tijekom prijevoza (osim izvornog prijevoza koji organizira Moretti) ili nedovoljno održavanje propisano u uputama. Jamstvo ne obuhvaća dijelove podložne trošenju tijekom pravilne uporabe proizvoda.

13. POPRAVKI

13.1 Popravak u jamstvu

Ako se tijekom jamstvenog roka na proizvodu Moretti pojavi nedostatak materijala ili izrade, Moretti će s kupcem utvrditi je li kvar obuhvaćen jamstvom.

Moretti može, prema vlastitoj prosudbi, popraviti ili zamijeniti proizvod u jamstvu kod ovlaštenog prodavača Moretti ili u vlastitom servisu.

Ako je popravak obuhvaćen jamstvom, troškove rada može snositi Moretti. Popravak ili zamjena ne obnavlja niti produljuju jamstveni rok.

13.2 Popravak izvan jamstva

Proizvod koji nije obuhvaćen jamstvom može se vratiti na popravak tek nakon prethodnog odobrenja službe za korisnike tvrtke Moretti. Troškove rada i prijevoza za popravak izvan jamstva u cijelosti snosi kupac ili prodavač. Na popravke proizvoda izvan jamstva daje se jamstvo od šest (6) mjeseci od datuma primitka popravljenog proizvoda.

13.3 Proizvod bez nedostataka

Ako nakon pregleda i ispitivanja vraćenog proizvoda Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, kupac će o tome biti obaviješten. U tom slučaju proizvod se vraća kupcu, a sve troškove prijevoza snosi kupac.

