HR

MEDICAL DIRECT

DELUXE ŠTAP ZA HODANJE SA SVJETLOM I ALARMOM



UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RP165

1. ŠIFRE
RP165 Deluxe štap za hodanje sa svjetlom i alarmom

2. UVOD
Hvala vam što ste kupili štap za hodanje MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za pravilnu uporabu odabranog proizvoda, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Molimo vas da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate priručnik. U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču radi savjeta i pomoći.

3. NAMJENA
Štapovi za hodanje MOPEDIA tvrtke Moretti pomagala su kojima se rukuje jednom rukom, a namijenjena su pružanju oslonca i/ili pomoći pri kretanju osobama s poteškoćama u kretanju.

OPREZ!
• Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
• Tvrtka Moretti S.p.A. ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz nepravilne uporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih preinaka na njegovoj konstrukciji.
• Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija navedenih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

5. OPĆA UPOZORENJA
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
• Posavjetujte se s liječnikom ili terapeutom kako biste odredili ispravno podešavanje i pravilnu uporabu štapova za hodanje.
• Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
• Vijek trajanja – ograničenje uporabe uređaja određeno je stupnjem istrošenosti njegovih dijelova.
• Ne dopustite djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan incident povezan s uređajem proizvođaču te nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ili pacijent boravi.

6. OPĆI OPIS
MOPEDIA štapovi za hodanje izrađeni su od laganog eloksiranog aluminija, imaju drvenu, plastičnu ili spužvastu ručku te protuklizni gumeni nastavak na dnu. Visina se može podešavati u koracima od 2,5 cm. Ova pomagala osiguravaju stabilan oslonac i ulijevaju sigurnost. Štapovi za hodanje također olakšavaju održavanje uspravnog položaja i kretanje. Pomažu u rasterećenju donjih dijelova tijela te pružaju stabilnost osobama koje imaju poteškoća s ravnotežom ili slabošću mišića.

6.1 Podešavanje visine
Pritisnite gumb i pomičite dio štapa dok se gumb ne poravna s otvorom koji odgovara potrebnoj visini i potrebama korisnika. Provjerite je li gumb u potpunosti ušao u otvor kako bi se štap fiksirao u željenom položaju. Maksimalna tjelesna težina korisnika iznosi 100 kg za sklopive štapove, odnosno 110 kg za sve ostale modele.

7. PRIJE UPORABE
• Provjerite je li okvir oštećen kako biste osigurali sigurnu uporabu za ljude i predmete
• Provjerite je li uređaj ispravno sastavljen

8. MJERE OPREZA PRI UPORABI
• Budite posebno oprezni na mokrim i skliskim površinama.

UPOZORENJE!
NEMOJTE koristiti kod pacijenata čija tjelesna težina premašuje ograničenje navedeno na oznaci proizvoda te u poglavlju o tehničkim karakteristikama u ovom priručniku.
• Izbjegavajte dugotrajno izlaganje uređaja vodi.
• Povremeno provjerite čvrstoću i stabilnost uređaja te jesu li gumeni nastavci u dobrom stanju.
Zamijenite ih ako su istrošeni.
• U slučaju nedoumica vezanih uz uporabu, prilagodbu ili održavanje, obratite se svom prodavaču.
• Čuvajte izvan dohvata djece kako biste izbjegli moguće rizike.

9. KAKO KORISTITI
Napomena: Pogledajte sigurnosne upute u ovom priručniku.
Upotreba štapova za hodanje razlikuje se od slučaja do slučaja. Stoga je potrebna određena obuka koju provodi kvalificirano osoblje, a koja uključuje upute o načinu hoda ili vrsti oslonca. Tijekom pružanja skrbi pacijentu, osoba koja pruža pomoć uvijek treba biti s one strane tijela koja je slabija ili zahvaćena bolešću.

9.1 ODRŽAVANJE
Uređaji marke Mopedia (proizvođača MORETTI) prije stavljanja na tržište prolaze temeljitu provjeru i nose oznaku EZ. Radi sigurnosti pacijenta i liječnika, preporučujemo da uređaj svake 2 godine pregleda proizvođač ili ovlašteni laboratorij.
Periodični pregled podrazumijeva provjeru sljedećih dijelova:
• Okvir štapa za hodanje

• Provjera istrošenosti gumenog nastavka (stopice).
U slučaju popravka smiju se koristiti isključivo odobreni dijelovi i dodatna oprema.

10. ČIŠĆENJE

10.1 Čišćenje

Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!
Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

10.2 Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati uređaj, koristite uobičajeno dezinficijensno sredstvo za čišćenje.

Napomena: Nikada ne koristite kiseline, lužine ili otapala poput acetona.

11. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

12. POPRAVCI

12.1 Popravak u jamstvu

Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

13.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

13.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.